

TiSi2 - P7 pr.I. ; 80ml WC + 300g 3mm WC-balls ; 1h ; 500 rpm

Time(s)	Temp (°C)	P (mbar)
12,35	26,9	1013
24,64	26,9	1014
38,09	27,0	984
51,55	27,5	955
65,04	28,1	935
77,25	28,9	929
89,56	29,7	929
109,20	30,9	938
133,84	32,4	953
148,60	33,3	961
162,18	34,1	966
175,73	34,9	968
189,36	35,7	970
201,81	36,4	971
219,13	37,4	972
234,05	38,2	965
246,52	38,9	961
260,20	39,6	954
272,73	40,3	946
285,25	40,9	943
298,99	41,7	932
317,82	42,6	928
335,36	43,4	912
347,95	44,1	909
378,25	45,5	893
393,36	46,1	892
409,86	46,9	885
430,10	47,8	879
449,14	48,6	881
465,71	49,3	870
496,24	50,5	863
525,62	51,6	864
543,51	52,3	862
556,39	52,7	861
569,22	53,3	859

Time(s)	Temp (°C)	P (mbar)
587,18	53,9	857
606,46	54,5	852
620,62	55,0	853
633,50	55,4	852
646,37	55,9	848
661,90	56,4	851
677,43	56,9	846
690,36	57,3	847
704,57	57,7	841
718,81	58,1	843
733,11	58,5	841
747,34	58,9	841
760,41	59,3	843
774,64	59,7	837
790,32	60,1	836
804,65	60,5	835
817,63	60,8	833
833,34	61,2	830
846,39	61,5	831
859,43	61,8	833
873,88	62,2	829
886,95	62,5	827
900,02	62,8	823
915,71	63,1	827
928,86	63,4	822
942,00	63,7	824
955,15	64,0	822
968,22	64,3	821
981,38	64,5	817
994,52	64,8	818
1007,72	65,0	814
1020,87	65,3	816
1035,36	65,6	810
1048,52	65,8	814
1061,71	66,0	809

Time(s)	Temp (°C)	P (mbar)
1074,96	66,3	808
1088,11	66,5	804
1101,32	66,7	806
1114,61	66,9	805
1127,76	67,1	798
1141,05	67,3	798
1155,57	67,6	798
1168,83	67,8	795
1182,10	68,0	799
1195,34	68,2	788
1208,62	68,4	790
1221,86	68,6	786
1235,13	68,8	788
1248,41	69,0	787
1261,72	69,1	789
1275,04	69,3	782
1289,64	69,5	781
1304,25	69,7	780
1317,59	69,8	775
1330,84	70,0	776
1344,21	70,2	777
1357,53	70,3	771
1370,85	70,4	770
1384,22	70,6	765
1398,82	70,8	768
1412,22	70,9	769
1425,50	71,1	766
1438,90	71,2	765
1452,27	71,4	758
1465,59	71,5	757
1478,94	71,6	756
1492,35	71,7	755
1505,73	71,8	754
1519,04	72,0	754
1532,48	72,1	744

Time(s)	Temp (°C)	P (mbar)
1545,84	72,2	745
1560,54	72,4	742
1573,98	72,5	744
1587,36	72,6	742
1600,72	72,7	742
1614,10	72,8	739
1627,53	72,9	736
1640,98	73,0	736
1654,39	73,1	734
1667,78	73,2	729
1682,53	73,3	725
1695,94	73,4	728
1710,74	73,5	728
1724,17	73,6	727
1737,60	73,7	723
1751,00	73,8	725
1764,47	73,9	718
1777,92	74,0	718
1791,36	74,0	719
1804,77	74,1	714
1818,25	74,2	709
1831,70	74,3	707
1845,10	74,4	707
1858,59	74,4	708
1874,68	74,5	708
1889,56	74,7	704
1904,32	74,7	702
1919,15	74,8	700
1932,65	74,9	700
1947,39	75,0	688
1960,92	75,0	696
1974,40	75,1	687
1987,89	75,1	684
2001,30	75,2	684
2014,82	75,3	685

Time(s)	Temp (°C)	P (mbar)
2028,26	75,4	685
2044,49	75,5	684
2059,30	75,5	680
2072,78	75,6	680
2086,28	75,6	678
2099,82	75,7	677
2113,24	75,7	678
2126,74	75,8	676
2140,28	75,9	672
2153,80	75,9	672
2167,26	76,0	670
2180,77	76,0	669
2195,61	76,1	662
2210,51	76,1	661
2223,99	76,2	658
2237,50	76,2	659
2251,04	76,3	659
2264,55	76,3	657
2278,05	76,4	652
2291,59	76,4	652
2305,09	76,4	651
2318,63	76,5	650
2332,16	76,5	648
2345,66	76,6	646
2359,14	76,6	649
2372,71	76,7	646
2387,55	76,7	644
2402,47	76,7	643
2417,32	76,8	644
2430,86	76,8	638
2444,43	76,9	635
2457,93	76,9	632
2471,50	76,9	634
2486,41	77,0	633
2499,88	77,0	634

TiSi2 - P7 pr.I. ; 80ml WC + 300g 3mm WC-balls ; 1h ; 500 rpm

Time(s)	Temp (°C)	P (mbar)
2513,43	77,1	634
2526,96	77,1	626
2540,48	77,1	625
2554,07	77,1	624
2567,58	77,2	623
2582,49	77,2	624
2596,00	77,2	621
2610,95	77,3	619
2624,52	77,3	620
2638,01	77,4	618
2652,93	77,4	617
2666,45	77,4	616
2680,05	77,5	614
2693,61	77,5	614
2708,48	77,5	614
2722,07	77,5	609
2735,60	77,6	611
2749,14	77,6	608
2764,05	77,6	606
2777,61	77,6	603
2791,20	77,7	603
2804,73	77,7	602
2818,28	77,7	606
2831,85	77,7	600
2846,82	77,7	600
2860,34	77,8	601
2873,92	77,8	600
2888,82	77,8	600
2902,42	77,9	597
2915,95	77,9	596
2929,49	77,9	595
2943,08	77,9	595
2959,34	77,9	591
2972,96	77,9	593
2986,52	78,0	588

Time(s)	Temp (°C)	P (mbar)
3000,05	78,0	590
3013,65	78,0	587
3028,59	78,0	587
3042,16	78,0	586
3057,04	78,1	591
3074,67	78,1	585
3088,25	78,1	582
3104,55	78,1	582
3118,10	78,1	584
3131,68	78,1	584
3145,29	78,2	581
3158,88	78,2	578
3172,40	78,2	578
3186,01	78,2	581
3199,60	78,2	577
3213,14	78,2	577
3226,78	78,2	576
3241,66	78,3	577
3255,29	78,3	576
3268,87	78,3	577
3282,44	78,3	577
3297,38	78,3	577
3310,96	78,3	575
3324,53	78,3	575
3339,44	78,3	576
3353,00	78,4	577
3366,57	78,3	575
3380,22	78,4	574
3393,80	78,4	574
3407,36	78,4	572
3420,90	78,4	573
3434,50	78,4	571
3448,11	78,4	572
3463,07	78,4	570
3476,62	78,4	573

Time(s)	Temp (°C)	P (mbar)
3490,24	78,4	572
3505,13	78,5	570
3518,73	78,5	572
3532,35	78,5	568
3548,65	78,4	570
3562,20	78,5	572
3575,80	78,5	570
3590,77	78,5	572
3605,72	78,5	573
3619,29	78,5	572
3632,85	78,5	573
3646,49	78,3	565
3660,04	77,8	563
3673,67	77,2	559
3687,20	76,6	558
3700,82	75,9	560
3714,37	75,3	552
3727,94	74,8	555
3741,44	74,3	547
3754,96	73,8	551
3768,50	73,3	544
3782,02	72,9	548
3795,53	72,4	544
3809,07	72,0	544
3822,48	71,6	541
3836,03	71,1	541
3849,46	70,7	536
3862,93	70,3	536
3876,34	69,9	535
3889,81	69,5	533
3903,20	69,1	533
3916,61	68,7	530
3930,07	68,3	531
3943,45	68,0	531
3956,86	67,6	526

Time(s)	Temp (°C)	P (mbar)
3970,25	67,3	526
3983,64	66,9	526
3997,03	66,6	525
4010,39	66,2	524
4023,70	65,9	520
4037,07	65,6	520
4050,36	65,3	521
4063,72	65,0	520
4077,03	64,6	521
4090,33	64,4	516
4103,66	64,1	517
4117,00	63,8	516
4153,74	63,0	514
4167,47	62,7	513
4180,68	62,4	511
4195,34	62,1	511

Summary out of every tenth dataset.